



## Disposable EEG Sensor Adult for measurement of the bispectral index

MedkerTech<sup>®</sup>



EN	Instructions for Use	2
ES	Instrucciones de uso	3
IT	Istruzioni per l'uso	4
NL	Gebruiksaanwijzing	5
CS	Návod k použití	6
DA	Brugsanvisning	7
SV	Navodila za uporabo	8
HU	Használati útmutató	9
RO	Instructiuni de folosire	10
HR	Upute za korištenje	11
SR	مادخت سالا تامي لعت	12
RU	Инструкции по использованию	13
EL	Οδηγίες χρήσης	14
KO	사용 지침	15
JP	使用説明書	16
TR	Kullanım için talimatlar	17
SL	Instrukcie na používanie	18
NO	Instruksjoner for bruk	19
FI	Käyttöohjeet	20
PL	Instrukcja użycia	21
PT	Instruções de uso	22
DE	Gebrauchsanweisung	23
FR	Instructions d'utilisation	24



Manufacturer: Medker Medical Electronic Tech (Shenzhen) Co., LTD  
 Production address: Rm 501, Building A, Yeming Mould Industrial Park, No. 19 Baoshan Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District 518132, Shenzhen  
 Contact information: 0086-755-23406503  
 E-mail: info@medker.cn  
 Website: www.medker.cn

EU Representative: Sungo Europe B.V.  
 Address: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands  
 Contact: +31(0)202111106  
 E-mail: ec.rep@sungogroup.com

**EN:**

1. Intended Use:

The disposable EEG Sensor is used together with the Anesthesia Depth Monitoring for collecting and transmitting EEG biological signals to monitor the anesthesia depth of patients.

2. Warning:

To reduce the hazard of burns during use of brain - stimulating devices ( e.g., transcranial electrical motor evoked potential), place stimulating electrodes as far as possible from the disposable bispectral index sensor and place sensor according to instructions.


3. Cautions:

Patient position may increase the risk of skin irritation on the forehead, with patients in prone position, consider minimizing pressure on the sensor.


4. Note:

Do not use if sensor is dry, to avoid dry out, do not open pack until ready for use. Due to intimate skin contact, reuse may pose risk of infection. If skin rash or other unusual symptoms develop, stop use and remove. Limited to short - term use (maximum 24hours). Do not cut sensor, as this will result in improper operation. Upon removal, slight redness of skin may occur and typically resolves within a short period of time.

5. Using Instructions :



1. Wipe the skin with wet gauze by alcohol and dry



2. Place the sensor diagonally on the forehead as shown




2.1 place ① position 5cm directly above the bridge of nose in the center of the forehead




2.2. Place ④ directly above the eyebrows




2.3. Place ③ in the temple position



3. Squeeze sensor edges to ensure adhesion



4. Press ①②③④ sequence for 5 seconds to ensure adhesion



5. Insert the sensor plug into the interface cable

**ES:**

**1. El uso destinado**

Se utiliza el sensor de EEG (Electroencefalograma) desechable junto con el seguimiento de profundidad de anestesia para recopilar y transmitir las señales biológicas de EEG con el fin de controlar la profundidad de anestesia de pacientes.

**2. Advertencia:**

Para reducir el riesgo de quemadura durante el uso de dispositivos estimulantes del cerebro (por ejemplo, potencial evocado del motor eléctrico transcraneal), se debe colocar los electrodos estimulantes lo más lejos posible del sensor de índice bispectral y se debe colocar el sensor de acuerdo con las instrucciones.


**3. Precauciones:**

La posición del paciente podrá aumentar el riesgo de irritación cutánea en la frente, cuando el paciente está en la posición prona, tenga en cuenta de minimizar la presión sobre el sensor.


**4. Note:**

No utilice el sensor cuando esté seco, para evitar que se seque el sensor, no abra el paquete hasta que esté listo para el uso. Debido al contacto íntimo con la piel, el uso repetido podrá causar el riesgo de infección. Si se presenta la erupción cutánea u otros síntomas raros, deje de usarlo y quitarlo. Limitado al uso de corto plazo (24 horas máximas). No corte el sensor, porque podrá causar el funcionamiento incorrecto. Una vez de remover el sensor, se producirá un enrojecimiento ligero de la piel que se desaparecerá generalmente en un tiempo corto.

**5. Instrucciones de uso:**



1. Limpie y seque la piel con la gaza y alcohol.



2. Coloque de forma diagonal el sensor en la frente como se muestra




2.1 Coloque la posición ① 5 cm directamente por encima del puente de nariz en el centro de la frente.




2.2. Coloque la posición ④ directamente sobre las cejas




2.3. Coloque ③ en la posición de sienes



3. Apriete los bordes del sensor para asegurar la adherencia.



4. Presione ① ② ③ ④ en secuencia por 5 segundos para asegurar la adherencia.



5. Inserte el conector del sensor en el cable de interfaz.

**FR:**

**1. Utilisation prévue :**

Le Capteur EEG jetable est utilisé avec le moniteur de profondeur d'anesthésie pour collecter et transmettre les signaux biologiques EEG afin de surveiller la profondeur d'anesthésie des patients.

**2. Avertissement :**

Pour réduire le risque de brûlures lors de l'utilisation de dispositifs de stimulation cérébrale (par exemple, potentiel évoqué moteur électrique transcrânien), placez les électrodes de stimulation aussi loin que possible du capteur d'indice bispectral jetable et placez le capteur conformément aux instructions.


**3. Précautions :**

La position du patient peut augmenter le risque d'irritation cutanée sur le front, avec des patients en position couchée, pensez à minimiser la pression sur le capteur.

**4. Remarque :**

Ne pas l'utiliser si le capteur est sec. Pour éviter le dessèchement, ne pas ouvrir l'emballage avant de l'utiliser. En raison du contact intime avec la peau, la réutilisation peut poser un risque d'infection. Utilisation limitée à une courte durée (maximum 24 heures). Ne pas couper le capteur, car cela entraînerait un mauvais fonctionnement. Lors du retrait, une légère rougeur de la peau peut apparaître et disparaît généralement en peu de temps.

**5. Mode d'emploi :**



1. Essuyer la peau avec une gaze humide par l'alcool et sécher



2. Placez le capteur en diagonale sur le front comme indiqué ci - dessous




2.1 Placez la position ① 5cm directement au - dessus de l'arête du nez au centre du front




2.2. Placez ④ directement au - dessus des sourcils




2.3. Placez ③ dans la position de la tempe



3. Pressez les bords du capteur pour assurer l'adhésion



4. Appuyez sur ① ② ③ ④ en séquence pendant 5 secondes pour assurer l'adhésion



5. Insérez la fiche du capteur dans le câble d'interface

DE:

1. Verwendungszweck:

Der Einweg EEG Sensor wird zusammen mit der Narkosetiefenüberwachung zur Erfassung und Übertragung von biologischen EEG - Signalen der Narkosetiefe von Patienten verwendet.

2. Warnung :

Um die Gefahr von Verbrennungen während der Verwendung von hirnstimulierenden Geräten zu reduzieren (z.B. transkranielle elektrische motorevozierte Potenziale), platzieren Sie die Stimulationselektroden so weit wie möglich vom bispektralen Einweg - Indexsensor weg, gemäß Anleitung unter Punkt 5.


3. Vorsichtsmaßnahmen :

Je nach Position des Patienten kann sich das Risiko einer Hautreizung auf der Stirn erhöhen. Bei Patienten in Bauchlage sollte der Druck auf den Sensor minimiert werden.


4. Hinweis:

Nicht verwenden, wenn der Sensor trocken ist. Öffnen Sie die Packung erst kurz vor Gebrauch. Aufgrund direkten Hautkontakts kann bei der Wiederverwendung ein Infektionsrisiko bestehen. Wenn ein Hautausschlag oder andere ungewöhnliche Symptome auftreten, beenden Sie die Verwendung und entfernen Sie den EEG Sensor. Begrenzt auf kurzzeitigen Gebrauch (maximal 24 Stunden). Schneiden Sie den Sensor nicht ab, da dies zu einem fehlerhaften Betrieb führt. Nach dem Entfernen kann eine leichte Hautrötung auftreten, die normalerweise innerhalb kurzer Zeit abklingt.

5. Anleitung:



1. Hautreinigung mit feuchtem Alkoholtupfer



2. Legen Sie den Sensor diagonal auf die Stirn, wie nachfolgend beschrieben




2.1 Position ① 5 cm direkt über der Nasenbrücke in der Mitte der Stirn




2.2. Platzieren Sie ④ direkt über den Augenbrauen




2.3. Platzieren Sie ③ in der Tempel - position



3. Drücken Sie die Sensorkanten an, um die Haftung zu gewährleisten



4. Drücken Sie ① ② ③ ④ der Reihenfolge für 5 Sekunden, um die Haftung zu gewährleisten



5. Konnectieren Sie den Sensorstecker mit dem Schnittstellenkabel

IT:

1. Uso previsto:

Il sensore EEG monouso viene utilizzato insieme al monitoraggio della profondità dell'anestesia per raccogliere e trasmettere EEG segnali biologici per osservare la profondità dell'anestesia dei pazienti.

2. Avvertenza:

Per ridurre il rischio di ustioni durante l'utilizzo di impianto di stimolazione cerebrale (ad es. Potenziale evocato del motore elettrico transcranico), si prega di posizionare gli elettrodi di stimolazione il più lontano possibile dal sensore di indice bispettrale monouso e di posizionare il sensore secondo le istruzioni.


3. Avvertenze:

La posizione del paziente può aumentare il rischio di irritazione cutanea sulla fronte, con i pazienti in posizione prona, si prega di ridurre al minimo la pressione sul sensore.


4. Nota:

Non utilizzare il sensore se è asciutto. Per evitare di seccarsi, non aprire la confezione prima dell'utilizzo. A causa del contatto intimo con la pelle, il riutilizzo può provocare un rischio di infezione. Se appaiono eruzioni cutanee o altri sintomi insoliti, interrompere l'uso e rimuovere. Limitato all'uso a breve termine (massimo 24 ore). Non tagliare il sensore, poiché ciò causerebbe un funzionamento improprio. Dopo la rimozione, può mostrare un leggero arrossamento della pelle che in genere si risolve in un breve periodo di tempo.

5. Le istruzioni dell'utilizzo:



1. Pulire la pelle con una garza bagnata con alcool e asciugare .



2. Posizionare il sensore diagonalmente sulla fronte come mostrato




2.1 Posizionare ① posizione 5 cm direttamente sopra la canna nasale al centro della fronte




2.2. Posizionare ④ direttamente sopra la sopracciglia




2.3. Mettere ③ nella posizione del tempio



3. Spremere i bordi del sensore per garantire l'adesione



4. Premere ① ② ③ ④ in sequenza per 5s per garantire l'adesione



5. Inserire la spina del sensore nel cavo di interfaccia

**NL:**

**1. Beoogd gebruik:**

De wegwerpbare EEG-sensor wordt samen met de anesthesiedieptemonitoring gebruikt voor het verzamelen en verzenden van biologische EEG-signalen om de anesthesiediepte van patiënten te bewaken.

**2. Waarschuwing:**

Om het risico op brandwonden tijdens het gebruik van hersenstimulerende apparaten (bijv. transcraniële elektrische motor opgewekt potentieel) te verminderen, plaatst u de stimulerende elektroden zo ver mogelijk van de wegwerpbare bispectrale indexsensor en plaatst u de sensor volgens de instructies.


**3. Waarschuwingen:**

De positie van de patiënt kan het risico op huidirritatie op het voorhoofd vergroten. Als de patiënt op de buik ligt, overweeg dan om de druk op de sensor te minimaliseren.


**4. Opmerking:**

Niet gebruiken als de sensor droog is. Om uitdrogen te voorkomen, mag u de verpakking pas openen als u klaar bent voor gebruik. Door intiem huidcontact kan hergebruik een risico op infectie met zich meebrengen. Als zich huiduitslag of andere ongebruikelijke symptomen voordoen, stop dan met het gebruik en verwijder het. Beperk tot kortdurend gebruik (maximaal 24 uur). Snij de sensor niet door, omdat dit tot een onjuiste werking zal leiden. Bij verwijdering kan een lichte roodheid van de huid optreden, die doorgaans binnen korte tijd verdwijnt.

**5. Gebruiksaanwijzingen:**



1. Veeg de huid af met een nat gaasje met alcohol en droog



2. Plaats de sensor diagonaal op het voorhoofd, zoals weergegeven




2.1 plaats ① positie 5 cm direct boven de neusbrug in het midden van het voorhoofd




2.2. Plaats ④ direct boven de wenkbrauwen




2.3. Plaats ③ in de slaappositie




3. Knijp de sensorranden samen om hechting te garanderen



4. Druk gedurende 5 seconden op de reeks ① ② ③ ④ om de hechting te garanderen



5. Steek de sensorstekker in de interfacekabel



1. Limpe a pele com gaze úmida em álcool e seque



2. Coloque o sensor diagonalmente na testa c onforme mostrado




2.1 coloque ① posição 5 cm diretamente acima da ponte do nariz, no centro da testa




2.2 Coloque ④ diretamente acima das sobrancelhas




2.3. Coloque ③ na posição do templo



3. Aperte as bordas do sensor para garantir a adesão



4. Pressione a sequência ① ② ③ ④ por 5 segundos para garantir a adesão



5. Insira o plugue do sensor no cabo de interface

**PT:**

**1. Uso pretendido:**

O Sensor EEG descartável é usado em conjunto com o Monitoramento de Profundidade de Anestesia para coletar e transmitir sinais biológicos de EEG para monitorar a profundidade da anestesia dos pacientes.

**2. Aviso:**

Para reduzir o risco de queimaduras durante o uso de dispositivos de estimulação cerebral (por exemplo, potencial evocado de motor elétrico transcraniano), coloque os eletrodos de estimulação o mais longe possível do sensor de índice bispectral descartável e coloque o sensor de acordo com as instruções.

**3. Cuidados:**

A posição do paciente pode aumentar o risco de irritação da pele na testa; com os pacientes em posição prona, considere minimizar a pressão no sensor.

**4. Nota:**

Não use se o sensor estiver seco, para evitar ressecamento, não abra a embalagem até estar pronto para uso. Devido ao contato íntimo com a pele, a reutilização pode representar risco de infecção. Se ocorrer erupção cutânea ou outros sintomas incomuns, interrompa o uso e remova. Limitado ao uso de curto prazo (máximo 24 horas). Não corte o sensor, pois isso resultará em operação inadequada. Após a remoção, pode ocorrer uma leve vermelhidão na pele que normalmente desaparece em um curto período de tempo.

**5. Usando instruções:**

PL:

1. Przeznaczenie:

Jednorazowy czujnik EEG jest używany razem z modulem monitorowania głębokości znieczulenia do gromadzenia i przesyłania sygnałów biologicznych EEG w celu monitorowania głębokości znieczulenia pacjentów.

2. Ostrzeżenie:

Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń podczas stosowania urządzeń stymulujących mózg (np. przezczaszkowego potencjału wywołanego silnika elektrycznego), należy umieścić elektrody stymulujące jak najdalej od jednorazowego czujnika bispektralnego indeksu i umieścić czujnik zgodnie z instrukcją.


3. Przestrogi:

Pozycja pacjenta może zwiększać ryzyko podrażnienia skóry na czole. W przypadku pacjentów w pozycji leżącej należy rozważyć zminimalizowanie nacisku na czujnik.


4. Uwaga:

Nie używać, jeśli czujnik jest suchy. Aby uniknąć wyschnięcia, nie otwieraj opakowania, dopóki nie będzie gotowy do użycia. Ze względu na intymny kontakt ze skórą, ponowne użycie może stwarzać ryzyko infekcji. Jeśli pojawi się wysypka skórna lub inne nietypowe objawy, zaprzestań używania i usuń. Ograniczone do krótkotrwałego stosowania (maksymalnie 24 godziny). Nie przecinaj czujnika, gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie. Po usunięciu może wystąpić lekkie zaczerwienienie skóry, które zwykle ustępuje w krótkim czasie.

5. Korzystanie z instrukcji:



1. Przetrzyj skórę gazikiem zwilżonym alkoholem i osuszyc



2. Umieść czujnik po przekątnej na czole, jak pokazano




2.1 umieść ① pozycję 5 cm bezpośrednio nad grzbietem nosa, na środku czoła




2.2. Umieść ④ bezpośrednio nad brwiami




2.3. Umieść ③ w pozycji skroniowej



3. Ściśnij krawędzie czujnika, aby zapewnić przyczepność



4. Naciśnij sekwencję ① ② ③ ④ przez 5 sekund, aby zapewnić przyczepność



5. Włóż wtyczkę czujnika do kabla interfejsu

CS:

1. Zamýšlené použití:

Jednorázový EEG senzor se používá spolu s Anesthesia Depth Monitoring pro sběr a přenos EEG biologických signálů pro monitorování hloubky anestezie pacientů.

2. Upozornění:

Abyste snížili riziko popálení při používání zařízení stimujících mozek (např. transkraniální elektrický motor evokovaný potenciál), umístíte stimulační elektrody co nejdále od jednorázového bispektrálního indexového senzoru a umístíte senzor podle pokynů.


3. Upozornění:

Poloha pacienta může zvýšit riziko podráždění kůže na čele, u pacientů v poloze na břiše zvažte minimalizaci tlaku na senzor.


4. Poznámka:

Nepoužívejte, pokud je senzor suchý, aby nedošlo k vyschnutí, neotevírejte balení, dokud nebudete připraveni k použití. Vzhledem k intimnímu kontaktu s pokožkou může opakované použití představovat riziko infekce. Pokud se objeví kožní vyrážka nebo jiné neobvyklé příznaky, přestaňte používat a odstraňte. Omezeno na krátkodobé použití (maximálně 24 hodin). Neřežte snímač, protože by to mělo za následek nesprávnou funkci. Po odstranění se může objevit lehké zarudnutí kůže, které obvykle během krátké doby odezní.

5. Návod k použití:



1. Kůži otřete vlhkou gázou s alkoholem a osušte



2. Umístete snímač diagonálně na čelo podle obrázku




2.1 umístíte ① pozici 5 cm přímo nad hřbet nosu do středu čela




2.2. Umístíte ④ přímo nad obočí




2.3. Umístíte ③ do spánkové polohy



3. Stisknete okraje senzoru, abyste zajistili přilnavost



4. Stisknete sekvenci ① ② ③ ④ po dobu 5 sekund, abyste zajistili přilnavost



5. Zasuňte zástrčku senzoru do kabelu rozhraní

**DA:**

**1. Tilsigtet brug:**

Engangs-EEG-sensoren bruges sammen med anæstesidybdeovervågningen til at indsamle og overføre biologiske EEG-signaler for at overvåge patienters anæstesidybde.

**2. Advarsel:**

For at reducere risikoen for forbrændinger under brug af hjernestimulerende anordninger (f.eks. transkranielt elektrisk motorfremkaldt potentiale), skal du placere stimulerende elektroder så langt som muligt fra den bispektrale engangssensor, og sensoren placeres i henhold til instruktionerne.


**3. Advarsler:**

Patientposition kan øge risikoen for hudirritation på panden, med patienter i liggende stilling, overvej at minimere trykket på sensoren.


**4. Bemærk:**

Må ikke bruges, hvis sensoren er tør, for at undgå udtørring, må du ikke åbne pakken, før den er klar til brug. På grund af intim hudkontakt kan genbrug udgøre risiko for infektion. Hvis der opstår hududslæt eller andre usædvanlige symptomer, skal du stoppe brugen og fjerne. Begrænset til kortvarig brug (maksimalt 24 timer). Skær ikke sensoren over, da dette vil resultere i forkeret drift. Ved fjernelse kan der opstå let rødme af huden og forsvinder typisk inden for en kort periode.

**5. Brug af instruktioner:**



1. Tør huden af med våd gaze med alkohol og tør



2. Placer sensoren diagonalt på panden som vist




2.1 placer ① position 5 cm direkte over næseryggen i midten af panden




2.2. Placer ④ direkte over øjenbrynene




2.3. Placer ③ i templets position



3. Klem sensorens kanter for at sikre vedhæftning



4. Tryk på ① ② ③ ④ sekvensen i 5 sekunder for at sikre vedhæftning



5. Sæt sensorstikket i interfacekable

**FI:**

**1. Käyttötarkoitus:**

Kertakäyttöistä EEG-anturia käytetään yhdessä Anesthesia Depth Monitoringin kanssa biologisten EEG-signaalien keräämiseen ja lähettämiseen potilaiden anestesian syvyyden tarkkailemiseksi.

**2. Varoitus:**

Palovammojen vaaran vähentämiseksi aivoja stimuloivien laitteiden käytön aikana (esim. transkraniaalinen sähkömoottorin aiheuttama potentiaali) sijoita stimuloivat elektrodit mahdollisimman kauas kertakäyttöisestä bispektrisen indeksin anturista ja sijoita anturi ohjeiden mukaisesti.


**3. Varoitukset:**

Potilaan asento voi lisätä otsan ihoärsytyksen riskiä, jos potilaat ovat makuuasennossa, harkitse anturiin kohdistuvan paineen minimoimista.


**4. Huomautus:**

Älä käytä, jos anturi on kuiva, Vältäaksesi kuivumisen, älä avaa pakkausta ennen kuin olet valmis käyttöön. Intiimin ihokosketuksen vuoksi uudelleenkäyttö voi aiheuttaa infektoriskin. Jos ihottumaa tai muita epätavallisia oireita ilmaantuu, lopeta käyttö ja poista. Rajoitettu lyhytaikaiseen käyttöön (enintään 24 tuntia). Älä leikkaa anturia, sillä se johtaa virheelliseen toimintaan. Poistamisen yhteydessä saattaa esiintyä lievää ihon punoitusta, joka yleensä häviää lyhyessä ajassa.

**5. Käyttöohjeet:**



1. Pyyhi iho kostealla sideharsolla alkoholilla ja kuivaa



2. Aseta anturi vinosti otsalle kuvan osoittamalla tavalla




2.1 Aseta ① asento 5 cm suoraan nenäselän yläpuolelle otsan keskelle




2.2. Aseta ④ suoraan kulmakarvojen yläpuolelle




2.3. Aseta ③ tempeliasentoon



3. Purista anturin reunoja varmistaaksesi tarttuvuuden



4. Paina ① ② ③ ④ 5 sekunnin ajan varmistaaksesi tarttuvuuden



5. Työnnä anturin pistoke liitäntäkaapeliin



## NO:

### 1. Tiltentkt bruk:

Engangs EEG-sensoren brukes sammen med anestesidybdeovervåking for å samle inn og overføre biologiske EEG-signaler for å overvåke anestesidybden til pasienter.

### 2. Advarsel:

For å redusere faren for brannskader under bruk av hjernestimulerende enheter (f.eks. transkranielt elektrisk motorfremkalt potensial), plasser stimulerende elektroder så langt som mulig fra den engangs bispektrale indekssensoren og plasser sensoren i henhold til instruksjonene.


### 3. Advarslar:

Pasientstilling kan øke risikoen for hudirritasjon i pannen, med pasienter i liggende stilling, vurder å minimere trykket på sensoren.


### 4. Merk:

Ikke bruk hvis sensoren er tørr, for å unngå uttørking, ikke åpne pakken før den er klar til bruk. På grunn av intim hudkontakt kan gjenbruk utgjøre risiko for infeksjon. Hvis hudutslett eller andre uvanlige symptomer utvikler seg, stopp bruken og fjern. Begrenset til kortvarig bruk (maksimalt 24 timer). Ikke kutt sensoren, da dette vil føre til feil drift. Ved fjerning kan det oppstå lett rødhet i huden og går vanligvis over i løpet av kort tid.

### 5. Bruksanvisning:



1. Tørk av huden med våt gasbind med alkohol og tørk



2. Plasser sensoren diagonalt på pannen som vist




2.1 plasser ① posisjon 5 cm rett over neseryggen i midten av pannen




2.2. Plasser ④ rett over øyenbrynene




2.3. Plasser ③ i tempelposisjonen



3. Klem sammen sensorkantene for å sikre vedheft



4. Trykk ① ② ③ ④ sekvens i 5 sekunder for å sikre vedheft



5. Sett sensorpluggen inn i grensesnittkabelen

## SV:

### 1. Predvidena uporaba:

Senzor EEG za enkratno uporabo se uporablja skupaj z nadzorom globine anestezije za zbiranje in prenos bioloških signalov EEG za spremljanje globine anestezije bolnikov.

### 2. Opozorilo:

Da zmanjšate nevarnost opeklin med uporabo naprav za stimulacijo možganov (npr. evocirani potencial transkranijskega električnega motorja), postavite stimulacijske elektrode čim dlje od bispektralnega indeksnega senzorja za enkratno uporabo in postavite senzor v skladu z navodili.


### 3. Opozorila:

Položaj pacienta lahko poveča tveganje za draženje kože na čelu, ko pacienti ležijo na trebuhu, razmislite o zmanjšanju pritiska na senzor.


### 4. Opomba:

Ne uporabljajte, če je senzor suh, da preprečite izsušitev, ne odpirajte embalaže, dokler ni pripravljen za uporabo. Zaradi intimnega stika s kožo lahko ponovna uporaba povzroči tveganje okužbe. Če se pojavi kožni izpuščaj ali drugi neobičajni simptomi, prenehajte z uporabo in odstranite. Omejeno na kratkotrajno uporabo (največ 24 ur). Ne prežite senzorja, saj bo to povzročilo nepravilno delovanje. Po odstranitvi se lahko pojavi rahla rdečina kože, ki običajno izzveni v kratkem času.


### 5. Navodila za uporabo:




1. Kožo obrišite z gazo, navlaženo z alkoholom, in posušite



2. Postavite senzor diagonalno na čelo, kot je prikazano




2.1 postavite ① položaj 5 cm neposredno nad nosom na sredino čela




2.2. Postavite ④ neposredno nad obrvi




2.3. Postavite ③ v položaj templja



3. Stisnite robove senzorja, da zagotovite oprijem



4. Pritisnite zaporedje ① ② ③ ④ za 5 sekund, da zagotovite oprijem



5. Vstavite vtič senzorja v vmesniški kabel

**HU:**

**1. Rendeltetésszerű felhasználás:**

Az eldobható EEG érzékelőt az anesztézia mélységfigyeléssel együtt használják az EEG biológiai jelek gyűjtésére és továbbítására a betegek érzéstelenítési mélységének monitorozására.

**2. Figyelmeztetés:**

Az agystimuláló eszközök (pl. koponyán keresztül elektromos motor által kiváltott potenciál) használata során keletkező égési sérülések veszélyének csökkentése érdekében helyezze el a stimuláló elektródákat a lehető legtávolabb az eldobható bispektrális indexérezékelőtől, és helyezze el az érzékelőt az utasításoknak megfelelően.

**3. Figyelmeztetések:**


A páciens helyzete növelheti a bőrrirritáció kockázatát a homlokon, ha a betegek hason vannak, fontolja meg az érzékelőre nehezedő nyomás minimalizálását.

**4. Megjegyzés:**


Ne használja, ha az érzékelő száraz, a kiszáradás elkerülése érdekében ne nyissa fel a csomagolást, amíg használatra kész. Az intim bőrrel való érintkezés miatt az újrahaznátat fertőzésveszélyt jelenthet. Ha bőrkütés vagy más szokatlan tünetek jelentkeznek, hagyja abba a használatát és távolítsa el. Rövid távú használatra korlátozva (maximum 24 óra).

Ne vágja el az érzékelőt, mert ez helytelen működést eredményez. Eltávolításakor enyhe bőrpír jelentkezhet, amely általában rövid időn belül elmúlik.

**5. Használati utasítások:**



1. Törölje le a bőrt alkohollal nedves gézzel, és szárítsa meg



2. Helyezze az érzékelőt átlósan a homlokra az ábra szerint




2.1 Helyezzen ① pozíciót 5 cm-re közvetlenül az orrnyereg fölél a homlok közepén




2.2. Helyezze a ④ -et közvetlenül a szemöldök fölé




2.3. Helyezze a ③ -at a halánték helyzetébe



3. Nyomja össze az érzékelő széleit, hogy biztosítsa a tapadást



4. Nyomja meg az ① ② ③ ④ gombot 5 másodpercig, hogy biztosítsa a tapadást



5. Dugja be az érzékelő csatlakozóját az interfész kábelbe

**SL:**

**1. Zamýšľané použitie:**

Jednorazový EEG senzor sa používa spolu s monitorovaním hĺbky anestézie na zhromažďovanie a prenos biologických signálov EEG na monitorovanie hĺbky anestézie pacientov.

**2. Upozornenie:**

Aby ste znížili riziko popálenín počas používania zariadení stimulujúcich mozog (napr. transkraniálny elektrický motor evokovaný potenciál), umiestnite stimulačné elektródy čo najďalej od jednorazového bispektrálneho indexového senzora a umiestnite senzor podľa pokynov.


**3. Upozornenia:**

Poloha pacienta môže zvýšiť riziko podráždenia kože na čele, u pacientov v polohe na bruchu zväzťe minimalizáciu tlaku na senzor.

**4. Poznámka:**

Nepoužívajte, ak je snímač suchý, aby ste predišli vyschnutiu, neotvárajte balenie, kým nie je pripravené na použitie. V dôsledku intimného kontaktu s pokožkou môže opätovné použitie predstavovať riziko infekcie. Ak sa objaví kožná vyrážka alebo iné nezvyčajné príznaky, prestaňte používať a odstráňte. Obmedzené na krátkodobé použitie (maximálne 24 hodín). Nerezte snímač, pretože to bude mať za následok nesprávnu činnosť. Po odstránení sa môže objaviť mierne začervenanie kože, ktoré zvyčajne v krátkom čase ustúpi.

**5. Návod na použitie:**



1. Pokožku utrite vlhkou gázou s alkoholom a osušte



2. Umístňte snímač diagonálne na čelo podľa obrázka




2.1 umístňte ① pozíciu 5 cm priamo nad koreň nosa do stredu čela




2.2. Umístňte ④ priamo nad obočie




2.3. Umístňte ③ do polohy na spánkoch



3. Stlačte okraje snímača, aby ste zabezpečili príľnavosť



4. Stlačte sekvenciu ① ② ③ ④ na 5 sekúnd, aby ste zabezpečili príľnavosť



5. Zasuňte zástrčku snímača do kábla rozhrania

## TR:

### 1. Kullanım Amacı:

Tek kullanımlık EEG Sensörü, hastaların anestezi derinliğini izlemek amacıyla EEG biyolojik sinyallerinin toplanması ve iletilmesi için Anestezi Derinliği İzleme ile birlikte kullanılır.

### 2. Uyarı:

Beyin stimüle edici cihazların (örneğin, transkraniyal elektrik motoru uyarılmış potansiyeli) kullanımı sırasında yanma tehlikesini azaltmak için, uyarıcı elektrotları tek kullanımlık bispektral indeks sensöründen mümkün olduğu kadar uzağa yerleştirin ve sensörü talimatlara göre yerleştirin.


### 3. Dikkat:

Hasta pozisyonu alın bölgesinde cilt tahrişi riskini artırabilir; hastalar yüzüstü pozisyondayken sensör üzerindeki basıncı en aza indirmeyi düşünün.


### 4. Not:

Sensör kuru ise kullanmayın, kurumayı önlemek için kullanıma hazır olana kadar ambalajını açmayın. Yakın cilt teması nedeniyle yeniden kullanım enfeksiyon riski oluşturabilir. Deri döküntüsü veya başka olağandışı belirtiler gelişirse kullanmayı bırakın ve çıkarın. Kısa süreli kullanımla sınırlıdır (maksimum 24 saat). Yanlış çalışmaya neden olacağından sensörü kesmeyin. Çıkarıldıktan sonra ciltte hafif bir kızarıklık oluşabilir ve genellikle kısa bir süre içinde düzelir.

### 5. Talimatları Kullanma:



1. Cildi alkolle ıslak gazlı bezle silin ve kurulayın



2. Sensörü gösterildiği gibi alnın üzerine çapraz olarak yerleştirin




2.1 alnın ortasında, burun köprüsünün doğrudan 5 cm üstüne ① konum yerleştirin




2.2. ④ 'ü doğrudan kaşların üzerine yerleştirin




2.3. ③ 'ü şakak pozisyonuna yerleştirin




3. Yapışmayı sağlamak için sensör kenarlarını sıkıştırın




4. Yapışmayı sağlamak için 5 saniye boyunca ① ② ③ ④ sırasına basın




5. Sensör fişini arayüz kablosuna takın




1. Ştergeți pielea cu tifon umed cu alcool și uscați



2. Așezați senzorul în diagonală pe frunte, așa cum se arată



2.1 plasați ① poziție la 5 cm direct deasupra podului nasului în centrul frunții




2.2. Așezați ④ direct deasupra sprâncenelor




2.3. Așezați ③ în poziția tâmplă



3. Strângeți marginile senzorului pentru a asigura aderența



4. Apăsați secvența ① ② ③ ④ timp de 5 secunde pentru a asigura aderența



5. Introduceți mufa senzorului în cablul de interfață

## RO:

### 1. Utilizare prevăzută:

Senzorul EEG de unică folosință este utilizat împreună cu Monitorizarea adâncimii anesteziei pentru colectarea și transmiterea semnalelor biologice EEG pentru a monitoriza adâncimea anesteziei pacienților.

### 2. Avertisment:

Pentru a reduce riscul de arsuri în timpul utilizării dispozitivelor de stimulare a creierului (de exemplu, potențialul evocat de motor electric transcranian), plasați electrozii de stimulare cât mai departe posibil de senzorul index bispectral de unică folosință și plasați senzorul conform instrucțiunilor.

### 3. Atenționări:

Poziția pacientului poate crește riscul de iritare a pielii pe frunte, cu pacienții în poziție culcat, luați în considerare reducerea la minimum a presiunii asupra senzorului.

### 4. Notă:

Nu utilizați dacă senzorul este uscat, pentru a evita uscarea, nu deschideți ambalajul până nu este gata de utilizare. Datorită contactului intim cu pielea, reutilizarea poate prezenta risc de infecție. Dacă apar erupții cutanate sau alte simptome neobișnuite, întrerupeți utilizarea și îndepărtați. Limitat la utilizare pe termen scurt (maximum 24 de ore). Nu tăiați senzorul, deoarece acesta va duce la o funcționare necorespunzătoare. După îndepărtare, poate apărea o ușoară roșeață a pielii și, de obicei, se rezolvă într-o perioadă scurtă de timp.

### 5. Instrucțiuni de utilizare:

HR:

1. Namjena:

Jednokratni EEG senzor koristi se zajedno s praćenjem dubine anestezije za prikupljanje i prijenos EEG bioloških signala za praćenje dubine anestezije pacijenata.

2. Upozorenje:

Kako biste smanjili opasnost od opekline tijekom uporabe uređaja za stimulaciju mozga (npr. evocirani potencijal transkranijalnog električnog motora), postavite stimulirajuće elektrode što je dalje moguće od jednokratnog senzora bispektralnog indeksa i postavite senzor prema uputama.


3. Upozorenja:

Položaj pacijenta može povećati rizik od iritacije kože na čelu, s pacijentima u potrbuškom položaju, razmislite o smanjenju pritiska na senzor.


4. Napomena:

Nemojte koristiti ako je senzor suh, kako biste izbjegli isušivanje, ne otvarajte pakiranje dok ne budete spremni za upotrebu. Zbog intimnog kontakta s kožom, ponovna uporaba može predstavljati rizik od infekcije. Ako se pojavi osip na koži ili drugi neuobičajeni simptomi, prestanite koristiti i uklonite. Ograničeno na kratkotrajnu upotrebu (maksimalno 24 sata). Nemojte rezati senzor jer će to rezultirati neispravnim radom. Nakon uklanjanja može se pojaviti blago crvenilo kože koje se obično povlači u kratkom vremenskom razdoblju.

5. Upute za korištenje:



1. Prebrišite kožu gazom navlaženom alkoholom i osušite



2. Postavite senzor dijagonalno na čelo kao što je prikazano




2.1 postavite ① položaj 5 cm izravno iznad hrpta nosa u sredini čela




2.2. Stavite ④ izravno iznad obrva




2.3. Postavite ③ u položaj sljepoočnice



3. Stisnite rubove senzora kako biste osigurali prijanjanje



4. Pritisnite niz ① ② ③ ④ 5 sekundi kako biste osigurali prijanjanje



5. Umetnite utikač senzora u kabel sučelja

JP:

1. 使用目的:

使い捨て EEG センサーは、患者の麻酔深度を監視するために EEG 生体信号を収集および送信するために、麻酔深度モニタリングと併用されます。

2. 警告:

脳刺激装置(経頭蓋電気モーター誘発電位など)の使用時の火傷の危険を軽減するには、刺激電極を使い捨てバイスペクトルインデックスセンサーからできるだけ遠くに配置し、指示に従ってセンサーを配置してください。


3. 注意事項:

患者の姿勢により額の皮膚炎のリスクが高まる可能性があります。患者がうつ伏せの姿勢の場合は、センサーへの圧力を最小限に抑えることを検討してください。

4. 注:

センサーが乾いている場合は使用しないでください。乾燥を避けるため、使用する準備ができるまでパックを開けないでください。肌に直接接触するため、再使用すると感染のリスクが生じる可能性があります。皮膚に発疹やその他の異常な症状が現れた場合は、使用を中止し、取り除いてください。短時間(最大24時間)の使用に限定されます。誤動作の原因となりますので、センサーを切断しないでください。除去すると皮膚にわずかな赤みが生じることがありますが、通常は短時間で治まります。

5. 使用説明書:



1. 濡れたガーゼで皮膚をアルコールで拭き、乾燥させます



2. 図のようにセンサーを額の斜めに置きます




2.1 額の中央、鼻筋の真上 5cm上に ① 箇所




2.2. ④を眉毛の真上に置きます




2.3. ③をこめかみの位置に置きます



3. センサーの端を絞って接着力を確保します



4. ① ② ③ ④の順に5秒間押しつけて接着を確実にします



5. センサープラグをインターフェイスケーブルに差し込みます

**KO:**

- 용도:**  
일회용 EEG 센서는 마취 깊이 모니터링과 함께 사용되어 EEG 생체 신호를 수집 및 전송하여 환자의 마취 깊이를 모니터링합니다.
- 경고:**  
뇌 자극 장치(예: 경두개 전기 모터 유발 전위) 사용 중 화상 위험을 줄이려면 자극 전극을 일회용 이중 스펙트럼 지수 센서에서 최대한 멀리 배치하고 지침에 따라 센서를 배치하십시오.
- 주의사항:**  
환자 자세는 이마의 피부 자극 위험을 증가시킬 수 있으며, 환자가 엎드린 자세일 경우 센서에 가해지는 압력을 최소화하는 것이 좋습니다.
- 참고:**  
센서가 건조한 경우에는 사용하지 마십시오. 건조를 방지하려면 사용 준비가 될 때까지 팩을 개봉하지 마십시오. 친밀한 피부 접촉으로 인해 재사용 시 감염 위험이 있을 수 있습니다. 피부에 발진이 생기거나 기타 이상한 증상이 나타날 경우 사용을 중지하고 제거하세요. 단기 사용으로 제한됩니다(최대 24시간). 센서를 절단하지 마십시오. 절단하면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 제거 시 피부가 약간 붉어질 수 있으며 일반적으로 짧은 시간 내에 해결됩니다.
- 지침 사용:**

**SR:**

- دورقلمل مادمختسالا:**  
طيطختل ءي جولو يبل تاراشالال لقنو عمجل ريديختلال قمع قبقارم عم بئج ولاء ابنج فرصتلل لباقلا EEG رعشتسم مادمختسالا متي يضرملل ريديختلال قمع قبقارمل غاملل ءي بمرلك.
- ريذحت:**  
ريثي يذلال قمع جل ربع يئابركلا لكرحلل، لاشملل لييس (لغاملل زيفحت قزهجأ مادمختسالا، انشأ قورحلل رطخ ليلقنل م، هم صلختل نكمي يذلال فيظلال يئانث رشولم رعشتسم نع نالكامل رفق اءي عب ءيئابركلا زيفحتل باطقأ عض، تانالكامل تاميلعتلل اقفو رعشتسملا عض.
- تاريذحتلا:**  
للع طغضل ليلقت يف ركف، اطبنال ءي عضو يف يضرملل عم، ءهجلال لعل دلجل جيمت رطخ نم ضيرملل عضو ديزي فق رعشتسملا.
- فطحالم:**  
دلجل قسالم ببسب مادمختسالا قزهج حبصت يتح قوبعلل حنفتل ال، فافجل بئجتل، افاج رعشتسملا نك اذا مدمختست ال نع فقوت، ءي قوع يرغ اضارعا وأ يدلج حفظ رومظ قلاح يف، يودعلاب قبالال رطخ مادمختسالا قذاع لكشت فق، ءيمحلل يءويس لكذل نال، رعشتسملا عطقت ال. (قعاس 24 يصفأ دحب) يدلجل ريصق مادمختسالا لعل رصتقي، متلازلاب مقو مادمختسالا قريصفق ءينمز قرضف لالخال قذاع يفتخيوي دلجلال يف فيفقط رارمجا شذحي فق، ءلازالا دنع مچيلس ريغ ليعثت ولاء مادمختسالا تاميلعت.

1. 알코올을 적신 젖은 거즈로 피부를 닦아낸 후 건조시킵니다
2. 그림과 같이 센서를 이마에 대각선 방향으로 위치시킵니다
- 2.1 이마 중앙, 콧대 바로 위 5cm 지점 ①개 위치
- 2.2. ④를 눈썹 바로 위에 올려주세요
- 2.3. ③을 관자놀이 위치에 놓으세요
3. 센서 가장자리를 살짝 쥐어 접착력을 보장합니다
4. ①②③④ 순서로 5초 동안 눌러 접착력을 확인합니다
5. 센서 플러그를 인터페이스 케이블에 삽입합니다

1. شاشب دلجلال جسمي ففجي لوكلاب للبم
2. ايرطق رعشتسملا عض حضوم وه امك ءهجلال لعل
- 2.1 يئابركلا بطولال عض قرضابم مس ① قفاسم لعل ءهجلال طسو يف فنالال رسج قوف
- 2.2. قوف ④ يعض قرضابم نييجاحل
- 2.3. يف ③ عض دبجلال عضو
3. رعشتسملا فافح لعل طغضالا قاصتلال نامضل
4. لضمان الالصحاق ①②③④ اضطلعلل لمءة 5 شوان
5. المءتشر عر في كابل الواجة اءل قاييس

RU:

1. Показания по применению:

Одноразовый электроэнцефалографический (ЭЭГ) датчик используется вместе со средством контроля глубины анестезии для сбора и передачи биологических сигналов ЭЭГ, с помощью которых выполняется контроль глубины анестезии пациентов.

2. Предупреждения:

Чтобы снизить опасность ожогов при использовании устройств, стимулирующих мозг (например, при транскраниальной магнитной электрической стимуляции для снятия моторного вызванного потенциала), поместите стимулирующие электроды как можно дальше от одноразового датчика биспектрального индекса и установите датчик в соответствии с инструкциями.


3. Предостережения:

Неправильное положение пациента может увеличить риск раздражения кожи на лбу. Если пациент находится в положении лежа, рассмотрите возможность минимизации давления на датчик.


4. Примечания:

Не используйте датчик, если он сухой. Во избежание высыхания, не открывайте упаковку до тех пор, пока вы не будете готовы использовать датчик. Из-за тесного контакта с кожей, повторное использование датчика может создавать риск передачи инфекционных заболеваний. При появлении кожной сыпи или других необычных симптомов прекратите использование датчика и удалите его. Ограничено краткосрочным использованием (максимум 24 часа). Не разрезайте датчик, так как это приведет к неправильной работе. После удаления может возникнуть небольшое покраснение кожи, которое обычно проходит в течение короткого периода времени.

5. Способ применения:



1. Протрите кожу влажной спиртовой салфеткой и дождитесь высыхания



2. Поместите датчик по диагонали на лбу, как показано на рисунке




2.1 Поместите ① на расстоянии 5 см прямо над переносицей, в центре лба




2.2. Поместите ④ прямо над бровями




2.3. Поместите ③ на висок



3. Прижмите края датчика, чтобы обеспечить прилипание



4. Последовательно нажмите на каждый из ① ② ③ ④ в течение 5 секунд, чтобы обеспечить прилипание



5. Вставьте штекер датчика в интерфейсный кабель

EL:

1. Προβλεπόμενη χρήση:

Ο αισθητήρας EEG μιας χρήσης χρησιμοποιείται μαζί με το Anesthesia Depth Monitoring για τη συλλογή και τη μετάδοση βιολογικών σημάτων EEG για την παρακολούθηση του βάθους αναισθησίας των ασθενών.

2. Προειδοποίηση:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων κατά τη χρήση συσκευών διέγερσης του εγκεφάλου (π.χ. δυναμικό πρόκλησης διακρανιακού ηλεκτρικού κινητήρα), τοποθετήστε τα διεγερτικά ηλεκτρόδια όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον αισθητήρα διαφασματικού δείκτη μιας χρήσης και τοποθετήστε τον αισθητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες.


3. Προφυλάξεις:

Η θέση του ασθενούς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος στο μέτωπο, με τους ασθενείς σε πρηγνή θέση, εξετάζουν το ενδεχόμενο ελαχιστοποίησης της πίεσης στον αισθητήρα.


4. Σημείωση:

Μην το χρησιμοποιείτε εάν ο αισθητήρας είναι στεγνός, για να αποφύγετε το στέγνωμα, μην ανοίξετε τη συσκευασία μέχρι να είστε έτοιμοι για χρήση. Λόγω της στενής επαφής με το δέρμα, η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο μόλυνσης. Εάν εμφανιστεί δερματικό εξάνθημα ή άλλα ασυνήθιστα συμπτώματα, σταματήστε τη χρήση και αφαιρέστε. Περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμη χρήση (μέγιστο 24 ώρες). Μην κόβετε τον αισθητήρα, γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ακατάλληλη λειτουργία. Κατά την αφαίρεση, μπορεί να εμφανιστεί ελαφρά ερυθρότητα του δέρματος και συνήθως υποχωρεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

5.Χρήση οδηγιών:



1. Σκουπίστε το δέρμα με υγρή γάζα με οινόπνευμα και στεγνώστε



2. Τοποθετήστε τον αισθητήρα διαγώνια στο μέτωπο όπως φαίνεται




2.1 Τοποθετήστε ① θέση 5 cm ακριβώς πάνω από τη γέφυρα της μύτης στο κέντρο του μετώπου




2.2. Τοποθετήστε το ④ ακριβώς πάνω από τα φρύδια




2.3. Τοποθετήστε το ③ στη θέση κροτάφους



3. Πιέστε τις άκρες του αισθητήρα για να εξασφαλίσετε πρόσφυση



4. Πιέστε τη σειρά ① ② ③ ④ για 5 δευτερόλεπτα για να εξασφαλίσετε πρόσφυση



5. Εισαγάγετε το βύσμα του αισθητήρα στο καλώδιο διασύνδεσης