

Medker Tech Disposable EEG Sensors

Meten van de
Bispectral index (BIS)



Disposable EEG-sensoren voor het bewaken van de diepte van de anesthesie met de Bispectral Index.

- Compatibel met alle beschikbare BIS monitoren en modules
- Klinisch geteste hoge meetnauwkeurigheid
- Zacht en biocompatibel materiaal
- Latex vrij
- Houdbaarheid na productie: 18 maanden

Volwassenen	MK-01	
Pediatriesch >1 jaar	MK-02	
Bilaterale volwassenen	MK-04	
Verpakkingseenheid	25 pieces	