




Productbrochure

ZiPTUBE slangstel- en kabelhoezen





Assortiment ZiPTUBE
slangstel- en kabelhoezen



ZiPTUBE - De meest geschikte oplossing voor het beheer van slangstellen en kabels

In de medische sector, waar hygiëne, veiligheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn, biedt ZiPTUBE een professionele en efficiënte manier om slangstellen en kabels te beschermen en te organiseren. Onze hoogwaardige slangstel- en kabelbeschermingshoezen zorgen voor minder beschadigingen, een veilige werkomgeving en dragen bij aan een geoptimaliseerde workflow in ziekenhuizen.

Beschikbare modellen

ZiPTUBE Standaard

- Ideaal voor: zwaardere toepassingen en robuuste apparatuur.
- Materiaal: polyester met waterdichte PVC-coating.
- Reiniging: Tot 40 °C wasbaar, geen autoclaaf.

ZiPTUBE Light

- Ideaal voor: lichtere kabels in hygiënische omgevingen.
- Materiaal: polyester met dubbelzijdige PVC-coating.
- Reiniging: Tot 60 °C wasbaar, geen autoclaaf.

Waarom kiezen voor ZiPTUBE in de medische werkomgeving?

- **Hygiëne en desinfecteerbaarheid**
 - Gemaakt van vuilafstotende materialen die eenvoudig te reinigen zijn met alcoholhoudende desinfectiemiddelen.
 - Bestand tegen veelvuldig onderhoud zonder verlies van kwaliteit.
 - Voorkomt ophoping van stof en bacteriën, ideaal voor gebruik in operatiekamers en cleanrooms.
- **Veiligheid en betrouwbaarheid**
 - Beschermt kabels en slangstellen tegen beschadiging en slijtage, wat leidt tot een langere levensduur van uw apparatuur.
 - Verlaagt het risico op kabelstoringen, cruciaal in kritieke medische situaties.
- **Gebruiksvriendelijk ontwerp**
 - Voorzien van een deelbare spiraalrits voor snelle en eenvoudige plaatsing van kabels en slangstellen, zelfs in drukke omgevingen.
 - Flexibel en verkrijgbaar in diverse lengtes en diameters voor een perfecte pasvorm.


Specifieke toepassingen in ziekenhuizen

- Operatiekamers: Houdt kabels en slangstellen van medische (regel)apparatuur geordend en beschermd in steriele omgevingen.
- Intensive Care Units: Voorkomt verstrikkingen en beschadiging van essentiële monitoringskabels en medische slangen.
- Mobiele medische (regel)apparatuur: Zorgt voor een veilig transport en gebruik van draagbare apparaten zoals beademingsystemen en ECG-monitoren.



Mediquipt

Assortiment ZIPTUBE
slangstel- en
kabelhoezen



Voordelen voor zorgprofessionals

- **Efficiëntie:** Georganiseerde kabels en slangstellen besparen tijd en zorgen voor een soepel verloop van procedures.
- **Veiligheid:** Vermindert struikelgevaar en beschermt apparatuur tegen storingen.
- **Hygiëne:** Vuilafstotende en eenvoudig te desinfecteren materialen voldoen aan strenge protocollen.
- **Kostenbesparing:** Verlengt de levensduur van slangstellen, kabels en apparatuur, wat vervangingskosten verlaagt.
- **Gebruiksgemak:** Snel te installeren en flexibel inzetbaar voor diverse medische toepassingen.
- **Professionele uitstraling:** Een nette werkplek straalt vertrouwen en deskundigheid uit.

Duurzaamheid in de medische sector

ZIPTUBE zet zich in voor milieuvriendelijke oplossingen:

- Producten zijn recyclebaar en repareerbaar.
- Door hun lange levensduur minimaliseren ze afval en vervangen ze wegwerpartikelen.

Beschikbare maten

Assortiment Ziptube standaard met oog*

Artikelomschrijving	Diameter	Lengte (m)
Slanghoes standaard 50mm met oog	50mm	0,5 * 1,0 * 1,5 * 2,0 * 2,5 * 3,0 * 3,5 * 4,0 * 4,5 * 5,0
Slanghoes standaard 63mm met oog	63mm	0,5 * 1,0 * 1,5 * 2,0 * 2,5 * 3,0 * 3,5 * 4,0 * 4,5 * 5,0
Slanghoes standaard 75mm met oog	75mm	0,5 * 1,0 * 1,5 * 2,0 * 2,5 * 3,0 * 3,5 * 4,0 * 4,5 * 5,0

Assortiment Ziptube licht zonder oog

Artikelomschrijving	Diameter	Lengte (m)
Slanghoes licht 38mm zonder oog	38mm	0,5 * 1,0 * 1,5 * 2,0 * 2,5 * 3,0 * 3,5 * 4,0 * 4,5 * 5,0

*Maatwerk tegen meerprijs beschikbaar.