

Medicare
Onderhoudsets
en accessoires

Medicare **flowmeters**
2025-2034



Westerwerf 3A
1911 JA Uitgeest
T 0251 316 358
info@mediquipt.nl
www.mediquipt.nl

Overzicht van onderhouds- en reserveonderdelen van de gedisccontinueerde **flowmeters** van Medicare.

Accessoires Medicare Flowmeters							
Flowmeter	O2 70L (03060600)	O2 15L (03060500)	AIR 15L (03070500)	CO2 15L (03060800)	O2 8L (03060400)	O2 3L (03060200)	O2 1L (03060100)
Spindelset compleet		03002150	03002150	03002150	03002150	03002150	03002150
Beschermhuls motorroterebuis	03002151	03002151	03002151	03002151	03002151	03002151	03002151
Spindelhuis	03100002						
Afdichtstopje LU zwart			03000010				
Afdichtstopje O2 blank	03100013	03100013		03100013	03100013	03100013	03100013
Regelspindel 70L	03100017						
Zitting 70L	03100018						

Medicare
Onderhoudssets
en accessoires

Medicare **flowmeters**
2025-2034



Westerwerf 3A
1911 JA Uitgeest
T 0251 316 358
info@mediquipt.nl
www.mediquipt.nl

Overzicht van onderhouds- en reserveonderdelen van de gedisccontinueerde **flowmeters** van Medicare.

Onderhoudsset Medicare flowmeter 1L (03002177)		Onderhoudsset Medicare flowmeter 3/8/15L (03002178)		Onderhoudsset Medicare flowmeter 70L (03002179)	
Artikelomschrijving	Stuks	Artikelomschrijving	Stuks	Artikelomschrijving	Stuks
Borgring 16x7x4mm	1	Borgring 16x7x4mm	1	Borgring 16x7x4mm	1
Sintermetalen zeef 7,9x2mm	1	Sintermetalen zeef 7,9x2mm	1	Sintermetalen zeef 7,9x2mm	1
O-ring 54044717	2	Sluitdop rotormeterbuis Lexan	1	Sluitdop rotormeterbuis 70L	1
O-ring 54050200	2	O-ring 54029017	1	O-ring 54029017	1
O-ring 54076517	1	O-ring 54044717	2	O-ring 54044717	2
O-ring 54090200	1	O-ring 54050200	2	O-ring 54050200	1
O-ring 54092517	2	O-ring 54090200	1	O-ring 54090200	1
O-ring 54240150	1	O-ring 54092517	2	O-ring 54092517	2
		O-ring 54240150	1	O-ring 54240150	1