

## Wandrail en accessoires

Assortiment

### Assortiment wandrail en accessoires

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving	Aantal
05002002		Mediquipt wandrail 25 x 10 mm lengte 65 cm. (standaard voorzien van 2 bevestigingsgaten)	1
05002003		Mediquipt wandrail 25 x 10 mm lengte 99 cm. (standaard voorzien van 2 bevestigingsgaten)	1
Andere railmaat afmetingen en lengten op aanvraag te leveren.			
05002100		Mediquipt muursteun voor wandrail (aantal muursteunen afhankelijk van lengte wandrail)	1
De wandrail is vervaardigd van blank geanodiseerd aluminium. De muursteun is geschikt voor geïsoleerde montage. Indien de wandrail langer is dan 99cm dient deze geaard te worden.			
05000101		Mediquipt railklem voor rail 25 x 10 mm.	1

## Wandrail en accessoires

Assortiment

### Assortiment wandrail en accessoires

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving	Aantal
05000111		Mediquipt railklem met schroefklem voor rail 10 mm.	1
05000120		Mediquipt railklem aluminium universeel voor rail 25 x 10 mm t/m 40 x 12 mm.	1
05000101		Mediquipt railklem 25 x 10 mm met slede. Sledemaat 30x5mm.	1
05000201		Mediquipt slanghaak met railklem 25 x 10 mm.	1
05000301		Mediquipt ophanghaak met railklem 25 x 10 mm.	1
05011501		Mediquipt slanghouder met railklem 25 x 10 mm. Deze is geschikt voor slangen met een diameter vanaf 6mm t/m 12mm.	1



### Assortiment zuigcatheterhouders

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving	Aantal
05000430		Mediquipt zuigcatheterhouder 30 cm met uitneembare bodem en railklem 25 x 10 mm.	1
05000440		Mediquipt zuigcatheterhouder 40 cm met uitneembare bodem en railklem 25 x 10 mm.	1
05000450		Mediquipt zuigcatheterhouder 50 cm met uitneembare bodem en railklem 25 x 10 mm.	1
05000460		Mediquipt zuigcatheterhouder 60 cm met uitneembare bodem en railklem 25 x 10 mm.	1
20020001		Medicop kunststofhouder voor zuigslang voor rail 25x10mm.	1
20020099		Medicop cilinderhouder + ketting.	1

Assortiment ophangkorven met beugel

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving	Aantal
05000600		<p>Mediquipt ophangkorf met beugel voor 2 liter cilinder geschikt voor bedmontage of voor transport van drukregelaar met cilinder.</p>	1
05000601		<p>Mediquipt ophangkorf met beugel voor 5 liter cilinder, geschikt voor bedmontage of voor transport van drukregelaar met cilinder.</p>	1

**Assortiment ophangkorven met beugel**

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving	Aantal
05000605		<p>Mediquipt ophangkorf met beugel voor 2 liter cilinder geschikt voor bedmontage of voor transport van drukregelaar met cilinder.</p>	1
05000607		<p>Mediquipt ophangkorf met beugel voor 5 liter cilinder, geschikt voor bedmontage of voor transport van drukregelaar met cilinder.</p>	1

**Assortiment verrijdbaar statief**

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving	Aantal
03009010		<p>Mediquipt verrijdbaar statief voor het bevestigen van zuurstof- en vacuüm regelapparatuur. Het statief is voorzien van vier zwenkwieltjes en apparatuur rails 25 x 10 mm. Tevens is de mogelijk aanwezig een catheterhouder of spoelbeker te bevestigen. Exclusief apparatuur. Hoogte is 820mm, breedte is 420mm, diepte is 300mm.</p>	1