

Medicare  
Onderhoudssets  
en accessoires

Medicare **flowmeters**  
2025-2034



Westerwerf 3A  
1911 JA Uitgeest  
T 0251 316 358  
info@mediquipt.nl  
www.mediquipt.nl

Overzicht van onderhouds- en reserveonderdelen van de gediscontinueerde **flowmeters** van Medicare.

Accessoires Medicare Flowmeters							
Flowmeter	O2 70L	O2 15L	AIR 15L	CO2 15L	O2 8L	O2 3L	O2 1L
Spindelset compleet		03002150	03002150	03002150	03002150	03002150	03002150
Beschermhuls motorroterebuis	03002151	03002151	03002151	03002151	03002151	03002151	03002151
Spindelhuis	03100002						
Afdichtstopje LU zwart			03100010				
Afdichtstopje O2 blank	03100013	03100013		03100013	03100013	03100013	03100013
Regelspindel 70L	03100017						
Zitting 70L	03100018						

Medicare  
Onderhoudssets  
en accessoires

Medicare **flowmeters**  
2025-2034



Westerwerf 3A  
1911 JA Uitgeest  
T 0251 316 358  
info@mediquipt.nl  
www.mediquipt.nl

Overzicht van onderhouds- en reserveonderdelen van de gedisccontinueerde **flowmeters** van Medicare.

Onderhoudsset Medicare flowmeter 1L (03002177)		Onderhoudsset Medicare flowmeter 3/8/15L (03002178)		Onderhoudsset Medicare flowmeter 70L (03002179)	
Artikelomschrijving	Stuks	Artikelomschrijving	Stuks	Artikelomschrijving	Stuks
Borgring 16x7x4mm	1	Borgring 16x7x4mm	1	Borgring 16x7x4mm	1
Sintermetalen zeef 7,9x2mm	1	Sintermetalen zeef 7,9x2mm	1	Sintermetalen zeef 7,9x2mm	1
O-ring 54044717	2	Sluitdop rotormeterbuis Lexan	1	Sluitdop rotormeterbuis 70L	1
O-ring 54050200	2	O-ring 54029017	1	O-ring 54029017	1
O-ring 54076517	1	O-ring 54044717	2	O-ring 54044717	2
O-ring 54090200	1	O-ring 54050200	2	O-ring 54050200	1
O-ring 54092517	2	O-ring 54090200	1	O-ring 54090200	1
O-ring 54240150	1	O-ring 54092517	2	O-ring 54092517	2
		O-ring 54240150	1	O-ring 54240150	1

Medicare  
Onderhoudssets  
en accessoires

Medicare  
**vacuümregelaars**  
2025-2034



Westerwerf 3A  
1911 JA Uitgeest  
T 0251 316 358  
info@mediquipt.nl  
www.mediquipt.nl

Overzicht van onderhouds- en reserveonderdelen van de gedisccontinueerde **vacuümregelaars** van Medicare.

<b>Accessoires Medicare vacuümregelaars</b>			
<b>Vacuümregelaars</b>	<b>vacuümregelaar-1bar</b>	<b>vacuümregelaar-200mbar</b>	<b>vacuümregelaar -100mbar</b>
Handwiel VAC reg. Compleet	03004127	03004146	03004147
Manometer VAC -1-0 R63 1/4 OA	03004125		
Stelspindel vacuumregelaar	03004129	03004129	03004129
Manometer VAC -100-0 R63 1/4 OA			03004134
Manometer VAC -200-0 R63 1/4 OA		03004144	
Klepdeksel vacuumregelaar compleet	03004145	03004145	03004145
Stootring	03104119	03104119	03104119
Schroef cil.kop M5x16	40105160	40105160	40105160
Schroef ISO 7048 M3x8-A2-70	42403080	42403080	42403080
Sluitring M5	44000050	44000050	44000050
Nylon ring 11x5, 5x1	44511050	44511050	44511050

Medicare  
Onderhoudssets  
en accessoires

Medicare  
**vacuümregelaars**  
2025-2034



Westerwerf 3A  
1911 JA Uitgeest  
T 0251 316 358  
info@mediquipt.nl  
www.mediquipt.nl

Overzicht van onderhouds- en reserveonderdelen van de gedisccontinueerde **vacuümregelaars** van Medicare.

Onderhoudsset Medicare vacuümregelaar HVLF/LVLF (03004139)	
Artikelomschrijving	Stuks
Klepset vacuümregelaar compleet	1
O-ring 54030200	1

Onderhoudsset Medicare vacuümregelaar HVHF (03004138)	
Artikelomschrijving	Stuks
Klepdeksel vacuümregelaar compleet	1
O-ring 54036817	1

Onderhoudsset Medicare overloopbeveiliging (03004140)	
Artikelomschrijving	Stuks
O-ring 54050200	1
O-ring 54080100	1
O-ring 54240150	2

Medicare  
Onderhoudssets  
en accessoires

Medicare  
**vacuüminjecteurs**  
2025-2034



Westerwerf 3A  
1911 JA Uitgeest  
T 0251 316 358  
info@mediquipt.nl  
www.mediquipt.nl

Overzicht van onderhouds- en reserveonderdelen van de gedisccontinueerde **vacuüminjecteurs** van Medicare.

Accessoires Medicare vacuüminjecteurs			
Vacuüminjecteurs	vacuüminjecteur -1bar	vacuüminjecteur -200mbar	vacuüminjecteur-100mbar
Manometer VAC -100-0 R63 1/4 OA			03004134
Manometer VAC -200-0 R63 1/4 OA		03004144	
Manometer VAC -1-0 R40 1/8 OA	03006125		
Spindelhuis	03100002	03100002	03100002
Regelspindel	03100005	03100005	03100005
Zitting	03100006	03100006	03100006
Demper Thorax inj. delrin zw			03106121
Dop demper thorax inj. delrin.zw			03106122
Veer Thorax-dr			03106130
Nylon ring			44511050

Medicare  
Onderhoudssets  
en accessoires

Medicare  
**vacuüminjecteurs**  
2025-2034



Westerwerf 3A  
1911 JA Uitgeest  
T 0251 316 358  
info@mediquipt.nl  
www.mediquipt.nl

Overzicht van onderhouds- en reserveonderdelen van de gedisccontinueerde **vacuüminjecteurs** van Medicare.

Onderhoudsset Medicare vacuüminjecteur HV/LV (03006131)	
Artikelomschrijving	Stuks
Sintermetalen zeef 7,9x2mm 03002172	1
Sinterzeef inj. 23,9/12,1x2mm 03006126	1
Dempplaat 56x30 LV-Thorax inj. 03106109	1
O-ring 54044717	2
O-ring 54092517	3
O-ring 54230150	1
O-ring 54233240	1

Onderhoudsset Medicare vacuüminjecteur Thorax (03006132)	
Artikelomschrijving	Stuks
Sintermetalen zeef 7,9x2mm 03002172	1
Dempschijf R20 LV-T injecteur 03006123	1
Dempplaat 56x30 LV-Thorax inj. 03006124	1
Klep silicone Thorax-dr 03106131	1
O-ring 54044717	2
O-ring 54092517	3
O-ring 54185150	1
O-ring 54233240	1

Onderhoudsset Medicare overloopbeveiliging (03004140)	
Artikelomschrijving	Stuks
O-ring 54050200	1
O-ring 54080100	1
O-ring 54240150	2