


Flowmeters van Ohio Medical



Ohio flowmeters

Assortiment

O₂ (1 tot 15L/min) O₂ (0,25 tot 3,5L/min)

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving
via configurator mediquipt.nl		O₂ Flowmeter met drukcompensatie Instelbaar van 1 tot 15 L/min • Gradaties van 0,5 L/min tussen 1 en 5 L/min • Gradaties van 1 L/min tussen 5 en 15 L/min Flushfunctie: minimaal 65 L/min, maximaal afhankelijk van het netwerk Voorzien van een duidelijk afleesbare schaal, glazen balletje en slagvaste flowbuis Nauwkeurigheid: • $\pm 0,25$ L/min bij 1 L/min • $\pm 10\%$ bij 3,5-10 en 15 L/min
via configurator mediquipt.nl		O₂ Flowmeter met drukcompensatie Instelbaar van 0,25 tot 3,5 L/min • Gradaties van 1/8 L/min tussen 0,25 en 1 L/min • Gradaties van 0,25 L/min tussen 1 en 3,5 L/min Flushfunctie: minimaal 3,5 L/min, maximaal < 5 L/min Voorzien van een goed afleesbare schaal, glazen balletje en slagvaste flowbuis Nauwkeurigheid: • $\pm 1/8$ L/min bij 0,25 en 3,5 L/min

Verkrijgbaar in 4 of 5 bar uitvoering. Geschikt voor directe aansluiting op het wandafnamepunt, met railklem en NIST-outlet of met railklem en vaste slang. Ook leverbaar als dubbele uitvoering met Y-stuk.

Ohio flowmeters

Assortiment

AIR (1 tot 15L/min)

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving
via configurator mediquipt.nl		Air Flowmeter met drukcompensatie Instelbaar van 1 tot 15 L/min • Gradaties van 0,5 L/min tussen 1 en 5 L/min • Gradaties van 1 L/min tussen 5 en 15 L/min Flushfunctie: minimaal 65 L/min, maximaal afhankelijk van het netwerk Voorzien van een goed afleesbare schaal, glazen balletje en slagvaste flowbuis Nauwkeurigheid: • $\pm 0,25$ L/min bij 1 L/min • $\pm 10\%$ bij 3,5-10 en 15 L/min

Verkrijgbaar in 4 of 5 bar uitvoering. Geschikt voor directe aansluiting op het wandafnamepunt, met railklem en NIST-outlet of met railklem en vaste slang. Ook leverbaar als dubbele uitvoering met Y-stuk.

O ₂ (1 tot 15L/min) O ₂ (tot 1L/min)		
Art.nr	Afbeelding	Omschrijving
via configurator mediquipt.nl		O₂ Flowmeter met drukcompensatie Instelbaar van 1 tot 15 L/min • Gradaties van 0,5 L/min tussen 1 en 5 L/min • Gradaties van 1 L/min tussen 5 en 15 L/min Flushfunctie: minimaal 50 L/min Voorzien van een goed afleesbare schaal, glazen balletje en stevige flowbuis Nauwkeurigheid: ± 0,5 L/min
via configurator mediquipt.nl		O₂ Flowmeter met drukcompensatie Instelbaar tot 1 L/min • Gradaties van 0,1 L/min Flushfunctie: maximaal 2,5 L/min Voorzien van een goed afleesbare schaal, glazen balletje en stevige flowbuis Nauwkeurigheid: ± 0,1 L/min bij 1 L/min
Leverbaar in 4 of 5 bar uitvoering. Geschikt voor rechtstreekse aansluiting op het wandafnamepunt, met railklem en NIST-outlet of met railklem en vaste slang. Ook verkrijgbaar als dubbele uitvoering met Y-stuk.		

AIR (1 tot 15L/min)

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving
via configurator mediquipt.nl		Air Flowmeter met drukcompensatie Instelbaar van 1 tot 15 L/min • Gradaties van 0,5 L/min tussen 1 en 5 L/min • Gradaties van 1 L/min tussen 5 en 15 L/min Flushfunctie: minimaal 50 L/min, maximaal afhankelijk van het netwerk Voorzien van een goed afleesbare schaal, glazen balletje en slagvaste flowbuis Nauwkeurigheid: $\pm 0,5$ L/min

Leverbaar in 4 of 5 bar uitvoering. Geschikt voor rechtstreekse aansluiting op het wandafnamepunt, met railklem en NIST-outlet of met railklem en vaste slang. Ook verkrijgbaar als dubbele uitvoering met Y-stuk. Optioneel leverbaar met beveiliging om aansluiting van een zuurstofslang te voorkomen.

C02 (1 tot 12L/min)

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving
via configurator mediquipt.nl		CO₂ Flowmeter met drukcompensatie Instelbaar van 1 tot 12 L/min • Gradaties van 0,5 L/min tussen 1 en 6 L/min • Gradaties van 1 L/min tussen 6 en 12 L/min Flushfunctie: minimaal 50 L/min, maximaal afhankelijk van het netwerk Voorzien van een goed afleesbare schaal, glazen balletje en slagvaste flowbuis. Tule is transparant. Nauwkeurigheid: $\pm 0,5$ L/min

Alleen leverbaar in 4 bar uitvoering. Geschikt voor rechtstreekse aansluiting op het wandafnamepunt, met railklem en NIST-outlet of met railklem en vaste slang. Ook verkrijgbaar als dubbele uitvoering met Y-stuk.