


# Slangstellen van Mediquipt



# Slangstellen van Mediquipt

Assortiment



## O2 / Air / Vacuüm / CO2

| Art.nr                           | Afbeelding                                                                          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| via configurator<br>mediquipt.nl |    | <b>Slangstellen O2</b><br><br>lengtes: 0,5 mtr, 1 mtr, 1,5 mtr, 2 mtr, 3 mtr, 4 mtr, 5 mtr, 6 mtr<br><br>koppelingen: Afnor, AGA, Carba, DIN, Haakse outlet, Medap, NIST (male), Parkodex, Slide-index (medec). Meer specifieke koppelingen op aanvraag verkrijgbaar.     |
| via configurator<br>mediquipt.nl |  | <b>Slangstellen Air</b><br><br>lengtes: 0,5 mtr, 1 mtr, 1,5 mtr, 2 mtr, 3 mtr, 4 mtr, 5 mtr, 6 mtr<br><br>koppelingen: Afnor, AGA, Carba, DIN, Haakse outlet, Medap, NIST (male), Parkodex, Slide-index (medec). Meer specifieke koppelingen op aanvraag verkrijgbaar.    |
| via configurator<br>mediquipt.nl |  | <b>Slangstellen Vacuüm</b><br><br>lengtes: 0,5 mtr, 1 mtr, 1,5 mtr, 2 mtr, 3 mtr, 4 mtr, 5 mtr, 6 mtr<br><br>koppelingen: Afnor, AGA, Carba, DIN, Haakse outlet, Medap, NIST (male), Parkodex, Slide-index (medec). Meer specifieke koppelingen op aanvraag verkrijgbaar. |
| via configurator<br>mediquipt.nl |  | <b>Slangstellen CO2</b><br><br>lengtes: 0,5 mtr, 1 mtr, 1,5 mtr, 2 mtr, 3 mtr, 4 mtr, 5 mtr, 6 mtr<br><br>koppelingen: Afnor, AGA, Carba, DIN, Haakse outlet, Medap, NIST (male), Parkodex, Slide-index (medec). Meer specifieke koppelingen op aanvraag verkrijgbaar.    |

# Slangstellen van Mediquipt

Assortiment



## N2O / diverse koppelingen

| Art.nr                           | Afbeelding                                                                        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| via configurator<br>mediquipt.nl |  | <b>Slangstellen N2O</b><br><br>lengtes: 0,5 mtr, 1 mtr, 1,5 mtr, 2 mtr, 3 mtr, 4 mtr, 5 mtr, 6 mtr<br><br>koppelingen: Afnor, AGA, Carba, DIN, Haakse outlet, Medap, NIST (male), Parkodex, Slide-index (medec). Meer specifieke koppelingen op aanvraag verkrijgbaar. |

### Eigenschappen medische slangstellen

Niet-geleidende PVC-slang, versterkt met nylon vlechtwerk. Elk slangstel wordt afzonderlijk vervaardigd en getest volgens de geldende normen. CE-gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 5359:2014. Maximale werkdruk: 200 psi (14 bar) bij 21°C. Ontworpen voor een levensduur van 10 jaar.

### Koppelingen medische slangstellen

Diverse koppelingen beschikbaar. De DIN-, Parkodex- en Slide-indexkoppelingen zijn voorzien van een unieke huls die zorgt voor een strakke afwerking en tevens dient als kleurcodering. Meer specifieke koppelingen op aanvraag verkrijgbaar.

