


Vacuüminjecteur van GCE Healthcare



GCE vacuüminjecteur

Assortiment

Hoog vacuüm

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving
via configurator mediquipt.nl		Hoog vacuümregelaar - Hoge flow • Instelbaar tot 101 kPa (760 mmHg) • Flowbereik tot 25 L/min • 2mode: ○ / I Voorzien van een goed afleesbare schaal en robuuste behuizing. Nauwkeurigheid: afhankelijk van insteldruk en flow, ontworpen voor betrouwbare hoge-vacuümtoepassingen.
Geschikt voor rechtstreekse aansluiting op het wandafnamepunt. Leverbaar met railklem en NIST-outlet. Wordt geleverd met slangtule en bevat geen overloopbeveiliging.		