


Vacuümregelaars van Ohio Medical



Ohio hoog vacuümregelaars

Assortiment



Hoog vacuüm		
Art.nr	Afbeelding	Omschrijving
via configurator mediquipt.nl		Hoog vacuümregelaar - Hoge flow • Instelbaar tot 101 kPa (760 mmHg) • Flowbereik tot 80 L/min • 2mode: O / I • Voorzien van Push to Set-functie Voorzien van een goed afleesbare schaal en robuuste behuizing. Ook beschikbaar met digitale manometer. Nauwkeurigheid: afhankelijk van insteldruk en flow, ontworpen voor betrouwbare hoge-vacuümtoepassingen.
via configurator mediquipt.nl		Hoog vacuümregelaar - Hoge flow • Instelbaar tot 101 kPa (760 mmHg) • Flowbereik tot 80 L/min • 3mode: O / I / MAX • Voorzien van Push to Set-functie Voorzien van een goed afleesbare schaal en robuuste behuizing. Ook beschikbaar met digitale manometer. Nauwkeurigheid: ontworpen voor betrouwbare prestaties bij hoge vacuüm- en flowtoepassingen.
via configurator mediquipt.nl		Surgical vacuümregelaar - Hoog vacuüm, hoge flow • Instelbaar tot 101 kPa (760 mmHg) • Flowbereik tot 150 L/min • 2mode: O / I Voorzien van een robuuste behuizing en goed afleesbare schaal. Nauwkeurigheid: ontworpen voor krachtige en betrouwbare toepassing bij chirurgisch zuigen.
Geschikt voor rechtstreekse aansluiting op het wandafnamepunt. Leverbaar met railklem en NIST-outlet of met railklem en vaste slang. Verkrijgbaar met overloopbeveiliging, aansluiting voor overloopbeveiliging of slangtule.		

Ohio laag vacuümregelaars

Assortiment

Laag vacuüm - NEO/PED - Thorax

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving
via configurator mediquipt.nl		Laagvacuümregelaar - Hoge flow Verkrijgbaar in twee varianten: • PED (blauw): instelbaar tot 18 kPa (135 mmHg) • NEO (roze): instelbaar tot 13 kPa (100 mmHg) • Flowbereik tot 50 L/min • 2mode: O / I • Voorzien van Push to Set-functie Voorzien van een goed afleesbare schaal en robuuste behuizing. Ook beschikbaar met digitale manometer. Nauwkeurigheid: ontworpen voor veilige en nauwkeurige laagvacuümtoepassingen.
via configurator mediquipt.nl		Thoraxvacuümregelaar - Laag vacuüm, hoge flow • Instelbaar tot 6 kPa (65 cmH₂O) • Flowbereik tot 40 L/min • 2mode: O / I • Voorzien van fijn afstemming voor nauwkeurige regeling • Automatische drukcompensatie • Uitgerust met drukbegrenzingsklep Voorzien van een goed afleesbare schaal en robuuste behuizing. Nauwkeurigheid: ontworpen voor veilige en precieze thoraxdrainagetoepassingen.
Geschikt voor rechtstreekse aansluiting op het wandafnamepunt. Leverbaar met railklem en NIST-outlet of met railklem en vaste slang. Verkrijgbaar met overloopbeveiliging, aansluiting voor overloopbeveiliging of slangtule.		

Ohio intermitterende vacuümregelaars

Assortiment

Laag vacuüm - intermitterend

Art.nr	Afbeelding	Omschrijving
via configurator mediquipt.nl		Laagvacuümregelaar - hoge of lage flow Instelbaar tot 26 kPa (200 mmHg) - Flowbereik: - tot 80 L/min (continue modus) - tot 8 L/min (intermitterende modus) 3mode: O / I / IOIO - Voorzien van Push to Set-functie Intermitterende modus: 15 seconden aan, 8 seconden uit. Voorzien van een goed afleesbare schaal en robuuste behuizing. Ook beschikbaar met digitale manometer. Nauwkeurigheid: ontworpen voor gecontroleerde laagvacuümtoepassingen met constante of intermitterende flow.
via configurator mediquipt.nl		Laagvacuümregelaar - hoge of lage flow - Verkrijgbaar in twee varianten: PED (blauw): instelbaar tot 18 kPa (135 mmHg) NEO (roze): instelbaar tot 13 kPa (100 mmHg) - Flowbereik: - Tot 50 L/min (continue modus) - Tot 8 L/min (intermitterende modus) 3mode: O / I / IOIO - Voorzien van Push to Set-functie Intermitterende modus: 15 seconden aan, 8 seconden uit. Voorzien van een goed afleesbare schaal en robuuste behuizing. Ook beschikbaar met digitale manometer. Nauwkeurigheid: afgestemd op veilige en nauwkeurige laagvacuümtoepassingen, zowel continu als intermitterend
Geschikt voor rechtstreekse aansluiting op het wandafnamepunt. Leverbaar met railklem en NIST-outlet of met railklem en vaste slang. Verkrijgbaar met overloopbeveiliging, aansluiting voor overloopbeveiliging of slangtule.		